



CODIGO PRODUCTO: 254561

Aceite de Inmersión purificado para diagnóstico clínico
para microscopia

CAS [8000-27-9]

TARIC 3301 30 00 00

DATOS FISICOS: Líquido, viscoso, de incoloro a amarillento , Insoluble en agua D 20/4 0,99 • n20/D : 1,518 • P. Inf.:110 °C •

BIBLIOGRAFIA: Safety 2 , 707 B •

PELIGROSIDAD: RTECS: FJ 1520050 • DL50 oral rat >5.000 mg/kg • DL50 skn rbt 5.000 mg/kg •

INFORMACION PESO/VOLUMEN: 1l~0,990 kg 1kg~1,01 l

ESPECIFICACIONES:

Identidad :	
Identidad	IR conforme ensayo
Densidad a 20/4	0,986-0,996
Indice de refracción n20/D	1,518-1,525

LIMITE MAXIMO DE IMPUREZAS

Insoluble en C2H5OH	Conforme ensayo
Insoluble en C2H5OC2H5	Conforme ensayo