

**CODIGO PRODUCTO: 121237****Carbón Activo polvo para análisis**
Decolorante.

C
C

M.= 12,01 CAS [7440-44-0] EINECS 231-153-3
TARIC 3802 10 00 20

DATOS FISICOS: Polvo, Gránulos, de color negro, Insoluble en agua D 1,8 - 2,1 • pH(50 g/l)4 - 7 •**BIBLIOGRAFIA:** Merck Index **12**, 1.856 13, 1.817 Sax **CBT500** • Safety **2** , **63 B** • Römp **8** , **97** • USP **37** • Ph. Eur. **8.0**
(2014) 2000 , 534 605**8.0** 2000 , 534 • F.C.C **8 9** •

PELIGROSIDAD: RTECS: FF 5250100 •

ESPECIFICACIONES:

Poder de adsorción de azul de metileno (0,15%) mín 100 ml/g

LIMITE MAXIMO DE IMPUREZAS

Acidez y/o alcalinidad	Conforme ensayo
Sustancias solubles en C ₂ H ₅ OH	0,2 %
Sustancias solubles en H ₂ O	0,2 %
Sustancias solubles en HCl	1 %
Pérdida por desecación a 120°C	10%
Residuo de calcinación	1 %
Cloruro (Cl)	0,01%
Sulfato (SO ₄)	0,01%
Sulfuro (S)	Conforme ensayo
Sustancias orgánicas	Conforme ensayo
Ca	0,05 %
Cu	0,002 %
Fe	0,025 %
Ni	0,002 %
Pb	0,002 %